


*Della beltà che in lei sempre si spiega io mai sazio
sarei. Stanco giammai: la sua beltà, a guardarla*


myae⁺

IL CULTO DELLA BELLEZZA. L'ARTE NELLO SNELLIMENTO.



CESARE
QUARANTA

*per ogni terra, non c'è chi le assomigli: appare quale
solo nei sogni per forse una beltà. Dio, com'è bella!*



Bellezza Certificata

Qualità Cesare Quaranta

La Cesare Quaranta srl ha ottenuto il "certificato di gestione del sistema qualità" risultando conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione, produzione ed assistenza tecnica di apparecchiature ad uso estetico.

La decisione della Direzione della Cesare Quaranta s.r.l. di attuare un Sistema di Gestione per la Qualità scaturisce dalla necessità di rispondere ad una clientela sempre più esigente e selettiva.

Pertanto la peculiarità su cui si basa il sistema Qualità è quella di riorganizzare le attività dell'azienda al fine di:

- soddisfare e superare, se possibile, le attese del cliente in termini di qualità di prodotto;
- consolidare ed accrescere la propria posizione sul mercato fidelizzando maggiormente il cliente;
- stabilizzare e migliorare il processo produttivo al fine di garantire la miglior funzionalità e affidabilità possibile;
- mantenere piena attenzione al contenimento dei costi.

Certified Beauty - Cesare Quaranta Quality

Pushed by the passion of its founder and strong with its own craft Cesare Quaranta srl is a certify company for quality system managing according to standards UNI EN ISO 9001:2008 for design, technology production, and technical assistance on easthetic devices.

The top management decision to follow a System for Quality Management is due to the willing of respond to customers needs.

The quality system has the peculiarity to reorganize the company in order:

- To meet and to exceed, if possible, the expectations of the customer in terms of product quality;
- To consolidate and to increase market position building customer loyalty
- To stabilize and to improve the production process in order to ensure the best Functionality and reliability
- To pay attention to cost containment.



IL CULTO DELLA BELLEZZA. L'ARTE NELLO SNELLIMENTO.

b

Mya E+ è un dispositivo dedicato a tutti coloro che desiderano rimodellare la propria silhouette e alle estetiste che vogliono specializzarsi con successo nel dimagrimento e nel rimodellamento corporeo.

La grande innovazione di **Mya E+** sono le piastre emittenti ultrasuoni ed elettrostimolazione dalla potenza raddoppiata, nuovi programmi di trattamento, un protocollo di check up corporeo che rende professionale e scientifico l'approccio allo snellimento e al contrasto degli inestetismi della cellulite.

Trattamenti Corpo:

- Snellimento
- Drenaggio
- Modellamento
- Rassodamento
- Contrasto agli inestetismi della cellulite

THE BEAUTY CULT . ART IN SLIMMING

Mya E+ is a device studied for whom want to shape the silhouette and to whom want to became expertise in the business of slimming and treating of localized cellulite.

Mya E+, a Cesare Quaranta patent, borns thanks to scientific research carried out during the years and to millions of beauty treatments provided in worldwide institutes. The real innovation of Mya e+ is a professional and scientific approach in slimming and contrasting cellulite throughout:

- Powerful pads emitting US and Electrostimulation
- New beauty protocols
- A total body check up

Body treatments:

- Streamlining
- Drainage
- Shaping
- Firming
- Cellulite



POSTAZIONE DI LAVORO "TOTAL BODY".

Trattamenti corpo più performanti uniti a metodiche viso innovative. Mya E+ è una postazione di lavoro "Total Body", che consente l'esecuzione in contemporanea di trattamenti di bellezza viso e corpo. Come da tradizione del progetto Mya, anche questa generazione è stata progettata per ridurre i tempi di lavoro dell'operatore eseguendo trattamenti in completa autonomia.

Per il corpo:

- piastre ad ultrasuono dalla potenza raddoppiata, per trattamenti snellenti e di contrasto all'ineestetismo della cellulite ancora più efficaci, rapidi e duraturi;
- forme d'onda progettate per incrementare i risultati nell'ossigenazione e la rivitalizzazione dei tessuti, favorendo scambi metabolici e eliminazione delle tossine;
- manipolo elettroporatore con cromo stimolazione led a 4 colori per la veicolazione sui tessuti di "cocktail attivi" snellenti e di contrasto all'ineestetismo della cellulite;

Per il viso:

- "anti age led masque" a led rosso che stimola la risposta biologica da parte dei fotorecettori. È efficace nel contrastare i segni dell'invecchiamento e del rilassamento cutaneo.
- manipolo elettroporatore per l'assorbimento, da parte dei tessuti, di principi attivi per il contrasto delle rughe, la reidratazione dei tessuti e per favorire l'effetto lifting della pelle.

"TOTAL BODY" WORKSTATION.

Mya E+ is a total body workstation that assures more performing body treatments and innovative visage methods. It simultaneously works on face and body and, same as previous generation, it has been designed for working on total autonomy without the support of the operator during the treatment.


For body:

- powerfull and improved ultrasound plates for slimming and cellulite contrasting treatments even more effective, rapid and long-lasting;
- Wave forms designed to enhance the results in oxygenation and regeneration of tissues, helping exchanges and metabolic elimination of toxins;
- Electroporator handpiece with 4 colors chrome stimulation leds that transfers to the tissues "active cocktails" for slimming and for fighting the imperfections of cellulite;

For Visage:

- A red "LED anti-aging masque". It stimulates the photoreceptors biological response and it is really effective in contrasting the signs of aging and sagging skin.
- A electroporator handpiece that vehiculates the active ingredients on tissues contrasting wrinkles, rehydrating tissues and favoring skin lifting effect.





IL BODY CHECK UP APPROCCIO SCIENTIFICO ALLO SNELLIMENTO.

Identificare il somatotipo e la morfologia del soggetto è fondamentale per programmare un corretto piano di trattamenti snellenti. Soggetti diversi rispondono - a parità di trattamenti e alimentazione - in maniera diversa e non raggiungono risultati omogenei.

Durante il primo colloquio, e periodicamente nel corso del ciclo di trattamenti, sarà misurata la variazione di massa corporea monitorando costantemente i risultati raggiunti attraverso un preciso body check up in 6 fasi:

- Misurazione di peso e altezza.
- Valutazione di massa corporea attraverso test bio-impedenziometrico multifrequenza
- Valutazione centimetrica
- Plicometria
- Rilevazione fotografica dell'ineestetismo
- Analisi termografica per l'analisi dello stadio della cellulite*

Tutte le informazioni vengono elaborate dal software attraverso complessi algoritmi e tracciano il profilo morfologico del soggetto stabilendo con precisione le percentuali di massa magra, massa grassa, liquidi intra ed extra cellulari ed indicando la risposta metabolica a programmi di snellimento.



BODY CHECK UP IMPERFECTION SCIENTIFIC APPROACH.

The first point for programming a proper plan of slimming treatments is to identify the somatotype and the morphology of the subject to be treated. Different subjects respond - to equal treatment and feeding - in a different way and do not reach same results.

During the first interview with customer, and periodically during the course of treatments, it will be measured the change in body mass, monitoring constantly the results achieved

through a precise body check up in 6 steps:

- Measurement of weight and height.
- Evaluation of body mass through multifrequency bio-impedance test
- Centimeter evaluation
- Plicometry
- Photographic imperfection detection
- Thermographic analysis for the measurement of cellulite* stage

The software processes all information through complex algorithm. It exactly identifies the morphological person profile and the body mass percentage, fat mass. Intra and extra cellular fluid in the body. The system indicates with precision the metabolic response to slimming program.

*inestetismo della cellulite
*cellulitis imperfection



TEST BIA CON CORRENTE A TRE FREQUENZE.

Grazie al test bio-impedenziometrico di cui è dotato Mya E+ è possibile valutare la composizione corporea del cliente, monitorandone la condizione prima che si sottoponga al trattamento e osservandone i miglioramenti durante tutto il ciclo di sedute.

Il test consente di effettuare, grazie all'azione di una corrente sinusoidale a tre frequenze, misurazioni precise ed attendibili circa le percentuali di massa magra, massa grassa, liquidi totali, intracellulari ed extracellulari del soggetto.

Eseguito preventivamente ad un ciclo di sedute, permette di elaborare un protocollo di lavoro personalizzato mirato a raggiungere gli obiettivi estetici prefissati nel più breve tempo possibile. A seguito del test, il software di cui è dotato Mya suggerisce il numero di sedute ed il tipo di trattamento ideali per ogni soggetto.

Ciascuna delle tre frequenze utilizzate dal software ricopre una funzione fondamentale nello screening del soggetto:

- **5 kHz:** contribuisce a stimare l'acqua extra cellulare;
- **50 kHz** è utilizzata per la misurazione della massa magra;
- **100 kHz:** consente la misurazione dell'acqua totale.

Il test è particolarmente consigliato per tutti i trattamenti mirati alla riduzione della massa grassa, come le adiposità localizzate e nel contrasto dell'ineestetismo della cellulite.





BIO IMPEDANCE TEST WITH THREE FREQUENCIES CURRENT

Thanks to the bio-impedentiometric test with which Mya is equipped it is possible to evaluate the client's body composition, by monitoring the condition before undertaking the treatment and by observing the improvements during all the session cycle.

The test allows carrying out, thanks to the action of a three-frequency sinusoidal current, precise and reliable measurements about the percentages of thin mass, fat mass, total intracellular and extracellular liquids of the subject.

Carried out before a session cycle, it allows elaborating a personalized work protocol aimed to reach the aimed aesthetic targets in the shortest possible time. After the test,

the software with which Mya is equipped suggests the number of sessions and the ideal type of treatment for each subject.

Each one of the three frequencies used by the software acts like a fundamental function in the subject screening:

- **5 kHz:** contributes to evaluate the extracellular water;
- **50 kHz** is used for the thin mass measurement;
- **100 kHz:** allows the total water measurement.

The test is advised particularly for all the treatments aimed to the fat mass reduction, such as the localised fats and to fight the imperfection of cellulite sold out of the product contained in it.



TUTTA L'ESPERIENZA CESARE QUARANTA NELLA "REMISE EN FORME"



Mya E+ unisce, contemporaneamente e sullo stesso supporto, i benefici di due metodiche, ultrasuono ed elettrostimolazione, per garantire risultati immediati e duraturi nei trattamenti snellenti, rimodellanti e di contrasto alla cellulite*.

L'**ultrasuono** agisce combinando un effetto termico e micromeccanico localizzati, grazie ai quali riesce a indebolire le strutture componenti il tessuto cellulitico, in particolare le membrane degli adipociti. Oltre al massaggio tissutale e alla produzione locale di calore, si ottengono miglioramento della vascolarizzazione e fenomeni di dissociazione molecolare, che portano alla disgregazione del nodulo di cellulite. In trattamento è assolutamente indolore.



L'**elettrostimolazione** agisce su viso e corpo grazie a impulsi profondi, inducendo un lifting muscolare e cutaneo che migliora l'ossigenazione e la rivitalizzazione dei tessuti, favorendo gli scambi metabolici e l'eliminazione delle tossine. L'emissione controllata di correnti dalle differenti forme d'onda, modulate a frequenza che variano dai 33 Hz ai 5.000 Hz, consente l'esecuzione di protocolli estetici personalizzabili ed efficaci.



US AND ELECTROSTIMULATION

Mya E+ combines the benefits of ultrasound and electrostimulation on same time on the same support. It guarantees immediate and lasting results in slimming, shaping and cellulite imperfection treatments

The **ultrasound** combines localized thermal and micromechanical effects, which make cellulite tissue component structures weak. In particular the adipocyte membranes. Ultrasounds improve vascularisation, tissue massage, local heat production and cause molecular dissociation which leads to cellulite nodule breakup.

The **electrostimulation** act on face and body thank to deep impulses. It improves muscular mass increase, tissue oxygenation and lifting effect. It stimulates the lymphatic-venous circulation, thus providing slimming and lipolytic effects and it increases the body general wellbeing. Controlled currents emissions with different wave forms are modulated at frequencies ranging from 33 Hz to 5.000 Hz to allow for performing personalized and effective programs.

Mya E+ features 28 programs. Each program can be personalized easily. It is possible to obtain different results on the same stimulated area in just one session.

*inestetismo della cellulite
*cellulitis imperfection



CROMOSTIMOLAZIONE A 4 LED ED ELETTROPORAZIONE CORPO.

Il manipolo focalizza l'azione della cromostimolazione con led a quattro colori e vi unisce l'efficacia dell'elettroporazione nella veicolazione trans dermica di principi attivi.

Grazie al manipolo è possibile trattare l'inefetismo distribuendo uniformemente il cosmetico sulla pelle e favorendo il totale assorbimento dei principi attivi in esso disciolti grazie all'azione dell'elettroporatore che, inducendo piccole modifiche strutturali reversibili a livello dello strato corneo, migliora la permeabilità dei tessuti.

4 LED CHROMO STIMULATION AND BODY ELECTROPORATION HANDPIECE.

The handpiece focuses the action of chromo stimulation to four colors led and it combines the effectiveness of electroporation in delivering trans dermal active ingredients.

Handpiece treats the imperfections uniformly distributing the cosmetic on the skin and favoring the total absorption of active ingredients dissolved in it through electroporation action. It has the task of inducing small reversible structural changes in the stratum corneum, in this way it improves the permeability of tissues.





ANTI AGE LED MASQUE

a

La maschera viso a led rosso stimola la risposta biologica da parte dei fotorecettori inducendo un complesso di reazioni biochimiche dei tessuti efficace nel contrastare i segni dell'invecchiamento e del rilassamento cutaneo. La stimolazione è atermica, indolore e si adatta a qualsiasi fototipo. I benefici:

- Aumento del turn-over cellulare a livello epidermico;
- Aumento della produzione di collagene da parte dei fibroblasti;
- Miglioramento della trama cutanea;
- Riduzione delle rughe sottili;
- Ricompattante dei tessuti;

L'azione bio-stimolante viene esercitata attraverso l'"anti age led masque" che, grazie a 70 fonti led, distribuisce intensità e dose uniforme sulla superficie del viso. Il risultato è una pelle più tonica, elastica e dal colorito giovane e sano in poche sedute.

activa[®] MASCHERA ANTI ETÀ

Trattamento cosmetico professionale intensivo ai polinucleotidi per il recupero estetico della cute e per il contrasto dell'invecchiamento cutaneo di viso e collo.

I nucleotidi sono sostanze naturali che entrano nella struttura degli acidi nucleici (DNA), partecipando in tale forma ai processi molecolari che determinano la codificazione e il trasferimento dell'informazione genetica nelle cellule di tutti gli organismi.

La speciale formulazione dell'**activa[®] Maschera Anti Età** - sotto forma di peptidi dal basso peso molecolare - è specificatamente studiata per favorire l'assorbimento dei principi attivi da parte della cute, incrementando i risultati estetici indotti dall'irradiazione a LED.





ANTI AGE LED MASQUE

The face mask with red LED stimulates the biological response of the photoreceptors by inducing an effective biochemical reactions of tissues contrasting the signs of aging and sagging skin. The stimulation is athermic, painless, and it is suitable for any skin type. Benefits are:

- Increased cell turnover in the epidermis;
- Increased production of collagen by fibroblasts;
- Improvement of skin texture;
- Reduction of fine lines;
- Firming tissue;

The bio-stimulant action is exerted through the "LED anti-aging masque" which, thanks to 70 LED sources, distributes equally intensity and dose on the face surface. The result is a more toned, supple, youthful and healthy complexion in just few sessions.

activa[®] MASK ANTI AGE

is an intensive treatment with polynucleotides for for the aesthetic recovery of the skin in order to counteract face and neck skin aging.

Nucleotides are natural substances that enter the structure of nucleic acids (DNA), taking part to the molecular processes of coding and transferring genetic information to organisms cells.

The special formulation of **activa[®]** Anti Age Mask - consisting of peptides with low molecular weight - is specifically designed to facilitate the absorption of active ingredients by the skin, increasing the aesthetic results throughout LED irradiation.

Dotazioni STANDARD.



Fornitura standard

- N° 1 MARSUPIO in NYLON COMPRENDENTE;
- N° 16 CUSCINI a ULTRASUONI STIMOLAZIONE
- N° 2 BOX di DERIVAZIONE
- N° 2 CAVI 25 POLI 2+3 Metri.
- N° 2 CAVI a 8 TERMINAZIONI
- N° 1 INTERRUTTORE di EMERGENZA – STOP REMOTO
- N° 1 CAVO 4 TERMINAZIONI per IMPEDENZIOMETRIA
- N° 32 ELETTRODI ADESIVI e CONDUTTIVI PG 900
- N° 32 ELETTRODI ADESIVI e CONDUTTIVI PG 1000
- N° 16 ELETTRODI ADESIVI e CONDUTTIVI PG 1500
- N° 2 ELETTRODI OVALI per BIA COMPLETI DI FASCIA
- N° 16 SDOPPIATORI
- N° 16 ADATTATORI a CLIPS
- N° 10 CHIP CARD
- N° 1 CAVO di ALIMENTAZIONE GENERALE (lunghezza 3 metri)
- N° 4 BENDE ELASTICHE da 40 cm
- N° 6 BENDE ELASTICHE da 60 cm
- N° 4 BENDE ELASTICHE da 80 cm
- N° 2 BENDE ELASTICHE da 100 cm
- N° 1 CONFEZIONE ULTRASOUND GEL da 260 g
- N° 1 ANTI AGE LED MASK
- N° 6 FLACONI ACTIVA40 SNELLY GEL
- N° 6 CONFEZIONE ACTIVA40 ACCELERATORE DI EFFICACIA
- N° 1 MANUALE d'USO
- N° 1 METODICHE d'USO

Activa⁴⁰ SNELLY GEL

Activa⁴⁰Snelly Gel è il nuovo gel cosmetico da utilizzare con Mya E+.

Activa⁴⁰Snelly Gel svolge una doppia funzione, meccanica e cosmetica: permette la trasmissione degli ultrasuoni, svolgendo nel contempo una profonda azione snellente. I principi attivi del rusco e dell'escina, di cui è ricco, favoriscono la riduzione dell'edema, il drenaggio dei liquidi di ristagno e svolgono un importante ruolo di anti- infiammatori. Il risultato è un prodotto dall'ottima funzionalità, gradevolezza cosmetica e sicurezza d'uso.

Standard Equipment

N° 1 NYLON CONTAINER WHICH INCLUDES:


- o N° 16 ULTRASOUNDS STIMULATION PADS
- o N° 2 JUNCTION BOXES
- o N° 2 25-PIN CABLES, 2+3 m.
- o N° 2 8-PIN CABLES
- N° 1 EMERGENCY REMOTE STOP SWITCH
- N° 1 4-PIN CABLE FOR IMPEDANCEMETRY
- N° 32 STICKY AND CONDUCTIVE ELECTRODES, PG 900
- N° 32 STICKY AND CONDUCTIVE ELECTRODES, PG 1000
- N° 16 STICKY AND CONDUCTIVE ELECTRODES, PG 1500
- N° 2 OVAL ELECTRODES for BIA, WITH BAND INCLUDED
- N° 16 SPLITTERS
- N° 16 CLIPPED ADAPTERS
- N° 10 CHIP CARDS
- N° 1 POWER MAINS CORD (3 m long)
- N° 4 40cm ELASTIC WRAPS
- N° 6 60 cm ELASTIC WRAPS
- N° 4 80 cm ELASTIC WRAPS
- N° 2 100 cm ELASTIC WRAPS
- N° 1 PACKAGE OF ULTRASOUND GEL, 260 g
- N° 1 ANTI AGE LED MASK
- N° 6 BOTTLES ACTIVA40 SNELLY GEL
- N° 6 BOTTLES ACTIVA40 GEL COADJUTANT IN THE TREATMENT OF THE CELLULITE
- N° 1 INSTRUCTION MANUAL
- N° 1 METHODS OF USE

Activa⁴⁰ SNELLY GEL

Activa⁴⁰ Snelly Gel is the new cosmetic gel to be used with Mya E+

Activa⁴⁰ Snelly Gel carries out a double action: mechanical and cosmetic. It allows the ultrasound passage, carrying out at the same time a strong slimming effect. It is rich in active ingredients, ruscus and escine, promoting the reduction of oedema, the liquid drainage and an anti-inflammatory effect.

The result is a highly functional, cosmetically pleasant and user-safe product.





PASSIONE MADE IN ITALY.

Nelle tecnologie Cesare Quaranta si riversa tutta la passione di una azienda che, da oltre 25 anni, progetta e produce le proprie apparecchiature in Italia. Per Cesare Quaranta ed il suo staff, "Made in Italy" esprime l'abilità del saper trasformare la conoscenza esclusiva che l'azienda ha maturato nello sviluppo tecnologico in apparecchiature versatili, affidabili e innovative, che rispondono concretamente alle esigenze degli operatori di estetica e garantiscono trattamenti sicuri ed efficaci al cliente. La produzione Cesare Quaranta è curata fin nei minimi dettagli, continuamente capace di innovarsi e di rendere la più complicata delle soluzioni hi-tech a portata di operatore.

MADE IN ITALY PASSION

Cesare Quaranta Technologies is the expression of a passionate company which, for over than 25 years, designs and manufactures its equipments in Italy.

For Cesare Quaranta and his staff "Made in Italy" means ability to transform its own exclusive know how in reliable, flexible and innovative equipments responding to the real needs of aesthetic operators: safe and effective treatments. customer.

Cesare Quaranta production is cared in every detail, constantly able to innovate and to transform the most complicated hi-tech solution in a friendly user technology.

ASSISTANCE AND WARRANTY

Certainty to have specialized technicians at your complete disposal at any moment.

800/26.86.16 is the toll free number for the Client assistance. Cesare Quaranta is at your disposal to supply you with immediate services of technical intervention, and to answer all your requests or to get back to you with the information regarding the use of the devices.

Cesare Quaranta devices are guaranteed against defects in material and construction for a 12-month period.

Cesare Quaranta s.r.l. is synonym of high quality service towards any centre offering aesthetic and wellness treatments: the devices distinguish themselves by their compliance with the highest quality standards and by the extreme efficacy of their own methods.



a

Assistenza e garanzia.

Certezza e tranquillità di avere in ogni momento tecnici specializzati a tua completa disposizione.

Numero Verde
800-268616

è il numero verde di assistenza al cliente. Cesare Quaranta è a tua disposizione per fornirti tempestivi servizi di intervento tecnico e per rispondere ad ogni tua esigenza o richiesta di informazioni inerenti all'utilizzo dei dispositivi.

Le apparecchiature Cesare Quaranta sono garantite da difetti di materiale e di costruzione per un periodo di 12 mesi.

Cesare Quaranta s.r.l. è sinonimo di alta qualità di servizio verso qualsiasi centro che offra trattamenti di estetica e di benessere: le apparecchiature si distinguono per la loro conformità ai più elevati standard qualitativi e per l'estrema efficacia delle proprie metodiche.

Alimentazione: 220/250 V. monofase 50/60 Hz
Potenza assorbita: 170 VA MAX

Power Supply: 220/250 V. single phase 50/60 Hz
Absorbed Power: 170 VA MAX

ELETTROSTIMOLAZIONE

Stadio di uscita:
 onda quadra – corrente di Kotz
Frequenza Onda Quadra
 1kHz modulata a 33/66/133/200 Hz
Frequenza Onda di Kotz
 2500/4000 / 5000 Hz modulata a 4/6/8/12/50/75/100 Hz
Corrente di Uscita
 max 80 mA carico da 500 Ω

ELECTROSTIMULATION

Output Stage
 Square wave - Kotz current
Square Wave Frequency
 1kHz modulated at 33/66/133/200 Hz
Kotz Wave Frequency
 2500/4000/5000 Hz modulated at: 4/6/8/12/50/75/100 Hz
OUTPUT CURRENT
 80 mA on a 500 Ω load

ULTRASUONI

Frequenza Ultrasuoni: 3 MHz
Potenza Ultrasuoni: < 3 W/cm² (valore massimo)

ULTRASOUND

Ultrasound Frequency: 3 MHz
Ultrasound Power: < 3 W/cm²

ASSORBIMENTO COSMETICI E CROMOTERAPIA

Stadio di Uscita: onda quadra
Frequenza Onda Quadra: 1,6 kHz modulata a 300 mHz
Corrente di Uscita: 80 mA con carico da 500 Ω
Colori: Blue, bianco, giallo-arancione, verde

COSMETIC ABSORPTION AND COLOURS

Output Stage: square wave
Square Wave Frequency: 1,6 kHz modulated at 300 mHz
Max Output Current: 80 mA, load 500 Ω
Colours: Blue, white, yellow/orange, green

BIOIMPEDENZIOMETRIA

Corrente per BIA: 0,8 mA a 5 kHz, 50 kHz, 100 kHz

BIOIMPEDANCEMETRY

Current For BIA: 0.8 mA at 5 kHz, 50 kHz, 100 kHz

CASCETTO

Led: Luce rossa visibile
Dimensioni: 300 x 300 x 380
Numero Led: ~70
Lunghezza d'Onda: 645 nm
Potenza Assorbita: 4 W
Numero Canali di Uscita:
 8 canali destri e 8 canali sinistri per ultrasuono, 4 canali destri e 4 canali sinistri per elettrostimolazione regolabili singolarmente per ogni uscita con indicazione di livello analogica e digitale sul display
Selezione dei Trattamenti:
 13 programmi preimpostati per Elettrostimolazione tradizionale
 13 programmi preimpostati x Ultrasuoni e/o Elettrostimolazione
 1 programma impedenziometria
 1 programma per l'elettroporazione
 1 programma chip card
 1 programma contatori
 1 programma regolazioni
Tempo di Trattamento Totale:
 Preprogrammato o impostabile, da 5 a 60 minuti
Fusibili di rete: 2 x 2 A tipo T 5 x 20
Dimensioni: 420 x 1330 x 470 mm
Peso: 22 kg
Limiti Temperatura: da 5° C a 40° C (durante l'uso)
Classificazione:
 APPARECCHIATURA PER ESTETICA - CLASSE I TIPO BF
 DIRETTIVA 2004/108/CE - DIRETTIVA 2006/95/CE

HELMET

Led: Visible red light
Dimensions: 300 x 300 x 380
Led Number: ~70
Wave Length: 645 nm
Absorbed Power: 4 W
Number Of Output Channels:
 8 right channels and 8 left channels for ultrasound, 4 right channels and 4 left channels for electrostimulation; they can be adjusted individually for each output, with analogue and digital indication on the display
Treatment Selection:
 13 preset programs for traditional electrostimulation
 13 preset programs for ultrasounds and/or electrostimulation
 1 electroporation program
 1 impedancemetry program
 1 chip card program
 1 counter program
 1 settings program
Treatment Total Time:
 Preset or to be set, from 5 to 60 minute
Main Fuses: 2 x 2 A type T 5 x 20
Size: 420 x 1330 x 470 mm
Weight: 22 kg
Temperature Limits: 5° C to 40° C (when ON)
Classification:
 Equipment for Aesthetics
 CLASS I, BF TYPE
Standard Compliance:
 2004/108/EC DIRECTIVE
 2006/95/EC DIRECTIVE

Prodotto: Made in Italy

Product: Made in Italy

Il costruttore si riserva di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie per una migliore qualità del macchinario.
 The Manufacturer reserves the right to make all unannounced changes he considers necessary to improve the quality of the machine.



Dio, com'è bella! e quanto
sempre, a guardarla, è tutta un dolce incanto!
Della beltà che in lei
sempre si spiega io mai sazio sarei.

Stanco giammai: la sua beltà, a guardarla,
sempre si rinnovella;
sempre ad ognuno parla
e di grazia e d'amor. Dio, com'è bella!

Di qua e di là dal mare
più remoto, e per ogni
terra, non c'è chi le assomigli: appare
quale solo nei sogni
per forse una beltà. Dio, com'è bella!

Charles d'Orleans

*la sua beltà, a guardarla, sempre si rinnovella;
sempre ad ognuno parla e di grazia e d'amor.*



CESARE
QUARANTA

CESARE QUARANTA s.r.l.

Via Legnanino, 5 - 10023 Chieri (TO) Italy - Tel. +39 0119427967 - +39 0119472132 Fax +39 0119472299
www.cesarequaranta.it - e-mail: info@cesarequaranta.it