



progettiamo bellezza

Active Press®

Naturalmente leggera

Naturally light



IL PRESSOMASSAGGIO
che riattiva la circolazione
e combatte gli inestetismi
della cellulite.

THE PRESS-MASSAGE
that stimulates circulation
and defeat unsightliness
of cellulite.



Sollievo per gambe, piedi e braccia affaticate
Weary legs, feet and arms

Active Press®

Il pressomassaggio indispensabile

Già dal primo trattamento ottimi risultati
nell'alleviare il senso di stanchezza e gonfiore
alle gambe, alle caviglie, ai piedi e alle braccia.

From the first session you will feel
your legs, ankles, feet and arms
naturally light.



Stimolazione della circolazione veno-linfatica

Stimulation of the lymph-venous circulation

Cos'è Active Press

Active Press® è un'apparecchiatura digitale, in grado di distribuire la giusta pressione richiesta nei diversi settori del gambale, garantendo la **massima sicurezza ed efficacia in ogni fase del trattamento**. Il presso massaggio esercitato è:

- **SICURO**, in grado di autoregolarsi in una **pressione ottimale per ogni settore**.
- **EFFICACE**, **sin dalla prima seduta**, per combattere gli inestetismi della cellulite, la ritenzione idrica, rimodellare la silhouette.
- **VERSATILE**, in quanto **offre un'ampia gamma di trattamenti** attraverso programmi già memorizzati e ulteriormente **personalizzabili**.

Come agisce?

Active Press® è un'apparecchiatura indispensabile in un centro estetico professionale. La pressione monitorata che esercita, permette un **drenaggio veno-linfatico** che si rivela particolarmente **efficace nel contrastare e migliorare inestetismi quali cellulite*, ritenzione di liquidi, edemi, pesantezza degli arti inferiori e superiori**.

*inestetismo della cellulite



What is Active Press

Active Press® is a digital equipment, able to set out the proper pressure required by different sectors of the jamb, ensuring the **maximum safety and effectiveness in each phase of the treatment**. The performed press-massage is:

- **SAFE**, with a system of automatic **pressure setting, ideal for each sector**.
- **Effective since the first session**, helps to defeat unsightliness of cellulite*, water retention, shaping of the silhouette.
- **Versatile as it offers a wide range of treatments** by means of memorized programs, which can be further on customized.

How does it work

Active Press® is an essential equipment for professional beauty centers. It carries out a controlled pressure which leads to a **lymph-venous drainage, extremely effective to defeat any beauty defects such as cellulite*, water retention, oedemas, heaviness of lower and upper limbs**.

*unsightliness of cellulite



Pressore
Pressing element



Corsetto zona fianchi
Jamb and planter bladder



Gambale
Abdominal bladder corset

- **Linfo dren:** effettua il linfodrenaggio secondo la metodica di Vodder per chi ha problemi derivanti da una cattiva circolazione linfatica, con conseguente notevole ristagno di liquidi, trofismo dei tessuti e cellulite*.
- **Rivitalizzante:** una successione di pressioni che agiscono a livello più superficiale. Particolarmente indicato per stimolare e migliorare la circolazione sanguigna; svolge un'azione rivitalizzante apportando più ossigeno ai tessuti e contribuendo all'eliminazione delle scorie e tossine.
- **Total:** prevede la compressione contemporanea di tutti i settori, e successivamente il loro svuotamento contemporaneo.
- **Fisio:** esegue un massaggio del tessuto connettivo, il cui effetto si ripercuote anche in profondità sui tessuti. È un trattamento che rinnova e pulisce i liquidi, un'azione rigenerante dei tessuti.
- **Total fisio:** come il programma precedente, con la differenza che lo sgonfiamento inizia dalla caviglia, mantenendo quindi più a lungo l'effetto drenante, indicato per i problemi venolinfatici di entità medio alta, caratterizzati da edemi diffusi.
- **Mix cell:** il programma ideale per combattere l'inetestismo della cellulite fibrosa ed edematosa. Il presso massaggio effettua una profonda azione drenante che apporterà benefici all'intera rete veno-linfatica.
- **Mix relax:** prevede la compressione di un settore alla volta, sempre eseguita dal basso verso l'alto, sino al raggiungimento di tutti i settori. Le indicazioni interessano i casi di edema venoso con problemi alla rete superficiale di grado medio-basso, consigliato per attenuare il senso di pesantezza alle gambe.
- **Normal:** particolarmente indicato per i casi di cellulite mista con adiposità localizzata, lievi problemi di insufficienza circolatoria.
- **Personal:** si attua una compressione sequenziale dei vari settori senza mantenere in compressione i settori sottostanti, pertanto il passaggio sarà graduale da uno step all'altro. I dati inseriti dall'operatore vengono automaticamente memorizzati dall'apparecchio.
- **Arms:** consiste in una serie di compressioni di entità medio-alta che partono dalle spalle e proseguono in direzione distale. È necessario il marsupio braccia non incluso nella dotazione standard.

*inetestismo della cellulite

- **Linfo-drain:** it performs a lymphatic drainage, according to Vodder method for who have remarkable liquids stasis, tissues trophism and cellulite*, resulting from a bad lymphatic circulation.
- **Revitalizing:** a sequence of pressures which act to a more superficial level. Particularly indicated to stimulate and to improve blood circulation; it performs a revitalizing action which brings more oxygen to tissues and helps slags elimination.
- **Total:** it is based on contemporary pressure of all sectors and, afterwards, their contemporary emptying.
- **Physio:** it performs a massage of the connective tissue, whose effect brings positive consequences to deeper tissues. This program renews and cleans liquids, leading to a regenerating action on tissues.
- **Total physio:** similar to program 4, with the only difference that the emptying starts from the ankle, keeping a more lasting draining effect. It is indicated for who suffers important lymph-venous problems such as wearying of blood vessels, elephantiasis, extensive oedemas, lymphatic insufficiency.
- **Mix cell:** it is the ideal program to defeat unsightliness of oedemous and fibrous cellulite*. The press-massage carries out a deep draining action, leading to important benefits for all lymph-venous system.
- **Mix relax:** it is based on the pressure of each sector, one by one. The pressure is always carried out starting from bottom to the top of the body. It is recommended in case of venous oedemas combined with medium-low problems of superficial circulation; very good to mitigate legs heaviness.
- **Normal:** it is specially indicated for mixed cellulite* combined with localized adiposity and light circulatory disorder.
- **Personal:** it makes a sequential pressure of the different sectors. The shift from a sector to another is gradual, by pumping and emptying each sector, before passing to the next one. All data inserted by the operator will be automatically stored by the equipment.
- **Arms:** it is a pressotherapy of a medium-high range from shoulder to hand.
Arms kit is needed (optional)

*unsightliness of cellulite



Lo sapevate che...

Il **pressomassaggio** è comparso nel mondo estetico circa 15 anni fa. È una metodica che fin dagli esordi ha suscitato un notevole interesse e riscosso molto successo grazie alla sua semplicità, ai risultati riscontrabili e all'immediata sensazione di benessere che trasmette. **Il trattamento consiste in un'azione fisica che agisce sulla circolazione venosa e linfatica rendendola più efficiente e migliorando di conseguenza inestetismi quali cellulite*, ritenzione di liquidi, edemi, pesantezza degli arti inferiori, ecc.** Da allora, le evoluzioni tecnologiche sono state molteplici, ma le migliori apparecchiature sono quelle in grado di effettuare pressioni dosate ai tessuti, con una regolazione della pressione adattabile alle esigenze del soggetto in trattamento.

Did you know that...

The **pressomassage** appeared in the aesthetic world about 15 years ago. It is a methodic, that since its debut, has aroused great interest and obtained lots of success thanks to its easiness, to the results obtained and to the immediate comfort sensation it transmits. **The treatment consists in a physical action on the venous and lymphatic circulation by making it more effective and improving consequently inaestheticisms such as cellulite*, liquid retention, aedemas, loker limb heaviness, etc.** Since then, the technological evolutions have been numerous, but the best equipment are those that can exert dosed pressures to the tissues, with a pressure regulation adaptable to the needs of the person in treatment.



Dotazione Standard supply

APPARECCHIATURA ACTIVE PRESS®
COPPIA GAMBALI
KIT BRACCIA (Opzionale, su richiesta)
COPPIA PEDIERE
COPPIA PRESSORI INGUINALI
CORSETTO VENTRIERA
MARSUPIO CONTENITORE COMPLETO DI TUBI
E CONNETTORE PNEUMATICO
MANIPOLO STOP REMOTO
CAVO DI ALIMENTAZIONE
MANUALE D'USO E DI MANUTENZIONE

EQUIPMENT ACTIVE PRESS®
PAIR OF JAMB BLADDERS
ARMS KIT (OPTIONAL)
PAIR OF PLANTAR BLADDERS
PAIR OF INGUINAL PRESSING BLADDER
ABDOMINAL BLADDER CORSET
PAIR OF ARMS BLADDER (OPTIONAL, UPON REQUEST)
STOP REMOTE CABLE
POWER SUPPLY CABLE
MANUAL OF USE AND INSTRUCTION

Active Press®

Alimentazione

220/250 V. monofase 50/60 Hz

Potenza assorbita dalla rete

250 W.

Pressione massima

120 mm Hg

Numero canali di uscita (settori)

8

Selezione dei trattamenti

9 +1 programma braccia (richiede marsupio braccia non incluso nella dotazione standard) di cui 1 personalizzabile e auto memorizzante

Fusibili di rete

2 x 1,6 A tipo T 5 x 20

Dimensioni

400 x 370 x 390 mm

Peso

7 Kg.

Limiti temperatura in uso

da 5° C a 55° C

Classificazione

APPARECCHIATURA PER ESTETICA CLASSE I TIPO BF

Conformità direttiva

2004/108/CE, 2006/95/CE
CEI 62-39

**CONDIZIONI AMBIENTALI AMMESSE
PER TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO:****Temperature**

da -15° C a 55° C

Umidità relativa

dal 20 al 90% non in condensazione

Pressione

600 - 1060 hPa

Copyright Cesare Quaranta srl 2008. I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, riproduzione e adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi microfilm, e copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi.

Power supply

220/250 V. - Single phase 50/60

Max power absorbed

250 W.

Maximum pressure

140 mm Hg

Output channels (sectors) number

8

Treatments selection

9 +1 pre-set programs, 1 of them is to be personalized and self memorizing

Main fuses

2 x 1,6 A type T 5 x 20

Dimensions

400 x 370 x 390 mm

Weight

7 Kg.

Temperature limits while using

from 5° C to 55° C

Device ranking

Aesthetics Professional Equipment, class I TYPE BF

Laws compliance

2004/108/CE, 2006/95/CE
CEI 62-39

**ENVIRONMENTAL CONDITIONS
FOR TRANSPORT AND STORAGE:****Temperature**

from -15°C to 55° C

Relative humidity

from 20% to 90% not under condensation

Pressure

600 -1060 hPa

Copyright Cesare Quaranta Srl 2008. The rights of translation, electronic records, copy, total or partial adjustment by whichever instrument (microfilm and photostatic copies included), are reserved . The copyright is enforced in all Countries.



CESARE QUARANTA s.r.l. Unipersonale
Via Legnanino, 5 - 10023 Chieri (TO) Italy
Tel. +39 0119427967 - +39 0119472132 Fax +39 0119472299
www.cesarequaranta.it - e-mail: info@cesarequaranta.it

PER
INFORMAZIONI
DETTAGLIATE
TELEFONARE AL

Numero Verde
800-268616