

# Dotazioni standard Standard Supply

**Unica®**

- N. 1 Apparecchiatura Unica®
- N. 1 Manipolo per RF Viso
- N. 4 accessori Viso
- N. 1 Bacchetta per riferimento RF Capacitiva
- N. 1 Spatola Ultrasuoni Corpo
- N. 1 Spatola Ultrasuoni Viso
- N. 16 elettrodi pregellati PG900
- N. 1 Cavo Jono
- N. 6 tubetti crema per RF (250 ml cad.)
- N. 1 cavo di alimentazione
- N. 1 Manuale d'Uso e Manutenzione



- N. 1 Unica® Device
- N. 1 Face Handpiece
- N. 4 accessories for "face treatments"
- N. 1 Manual reference for RF
- N. 1 Spatula Ultrasound Body
- N. 1 Spatula Ultrasound Face
- N. 16 electrodes PG900
- N. 1 Jonophoresis Cable
- N. 6 250ml gel bottles
- N. 1 power cable
- N. 1 Use and maintenance manual



**Unica®**

MARZO 2016

## Tipologia Apparecchio

Dispositivo per scrubbing, US, RF e jonoforesi

## Equipment:

Device for scrubbing, US, RF and jonophoresis

## Alimentazione

230 V, 50 Hz

## Power Supply:

230 V, 50 Hz

## Potenza elettrica

60 VA

## Network requirement:

60 VA

## Stadio di uscita

Ultrasuoni, Jonoforesi, Radiofrequenza (capacitiva)

## Output:

Ultrasounds, Jonophoresys, Radiofrequency (capacitive)

## Ultrasuoni

Potenza 8,4 - 14,5 W

Frequenza 25 kHz (spatola viso), 28 kHz (spatola corpo)

## Ultrasounds

Power: 8,4 - 14,5 W

Frequency 25 kHz (face spatula), 28 kHz (body spatula)

## Jonoforesi

Corrente 2 mA [max] su carico di 1000 U

## Jonophoresys

Current: 2 mA [max] on load of 1000 U

## Radiofrequenza

Potenza 30 W [max]

Frequenza 300 kHz

## Radiofrequency

Power 30 W [max]

Frequency 300 kHz

## Forma d'onda

Sinusoide

## Wave frequency:

sine wave

## Tempo di trattamento

da 1 a 30 minuti

## Treatment time:

from 1 to 30 minutes

## Classificazione

Classe I tipo BF

## Device Ranking:

Class I type BF

## Conformità

Direttiva 2004/108/CE

Direttiva 2006/95/CE

CEI 62-39

## Compliance

CE 2004/108

CE 2006/95

CEI 62-39

## Temperatura operativa

10° - 30° C

## Operating temperature:

10° - 30° C

## Temperatura di stoccaggio

15° - 55° C

## Storage temperature:

15° - 55° C

Copyright Cesare Quaranta srl 2008. I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, riproduzione e adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi microfilm, e copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi.

Il Costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche, al fine di migliorare il prodotto, senza preavviso alcuno.

Copyright Cesare Quaranta Srl 2008. The rights of translation, electronic records, copy, total or partial adjustment by whichever instrument (microfilm and photostatic copies included), are reserved. The copyright is enforced in all Countries.

The Manufacturer reserves the right to introduce technical and aesthetics modifications in order to improve the product without giving any notice.



**CESARE QUARANTA s.r.l. Unipersonale**  
Via Legnanino, 5 - 10023 Chieri (TO) Italy  
Tel. +39 0119427967 - +39 0119472132 Fax +39 0119472299  
www.cesarequaranta.it - e-mail: info@cesarequaranta.it

PER  
INFORMAZIONI  
DETALIERATE  
TELEFONARE AL  
**800-268616**



**Unica®**

Cedi alla tentazione  
dell'eterna giovinezza

The temptation  
of eternal youth



RADIOFREQUENZA,  
ULTRASUONI  
ed ELETROPORESI  
unite per contrastare gli effetti  
del tempo sulla pelle del viso e del corpo,  
tonificare e ossigenare la cute  
e migliorare l'ecosistema cellulare.

Radiofrequency, ultrasounds and electrophoresis  
together against the side effects of Aging on face  
and body. Your skin "ecosystem" being improved by  
oxygenation and tonification.



La soluzione più efficace  
contro l'invecchiamento della pelle.

**Unica®**

## Illumina la tua pelle con il lifting di lunga durata

Dona immediatamente alla pelle del viso e del corpo la sua naturale luminosità e distensione.

Combatti la disidratazione e le impurità e restituisci all'epidermide un effetto satinato e visibilmente giovane.

**Unica®** immediately gives natural brightness and wellness to the skin, fighting dehydration and impurities and giving back a visible youth and satin effect to your epidermis.



### Why is Unica unique?

### Radiofrequency for face.

### Ultrasound scrub for face and body.

### Cos'è Unica?

### Radiofrequenza per il viso.

### Scrub a Ultrasuono per viso e corpo.

L'innovazione di **Unica®** consiste nella **combinazione di tre metodiche differenti: radiofrequenza capacitiva, ultrasuoni ed elettroporesi**. Grazie alla loro azione combinata, **Unica®** contrasta efficacemente i principali inestetismi della pelle del viso e del corpo restituendone la naturale elasticità e distensione.

**Unica®** combatte il rilassamento dei tessuti stimolando l'epidermide in profondità. La **radiofrequenza capacitiva**, sviluppando calore endogeno, rigenera efficacemente il collagene sottocutaneo senza danneggiare gli strati superficiali, contrastando le lassità cutanee e attenuando le rughe con un effetto lifting di lunga durata.

L'effetto esfoliante della spatola elimina tutte le tossine e le cellule morte che si accumulano sullo strato superficiale dell'epidermide mentre l'emissione dell'**ultrasuono** genera un effetto termico che distende i tessuti e accelera il **metabolismo dei fibroblasti**, principali responsabili nella produzione di nuovo collagene e elastina. L'**azione degli ultrasuoni** deterge in profondità e massaggia delicatamente la pelle, favorendo la rivascolarizzazione e il drenaggio linfatico della zona trattata.



### Elettroporesi

L'elettroporesi migliora l'efficacia dei principi attivi presenti nei cosmetici appositamente studiati per il ringiovanimento della pelle, favorendone la penetrazione attraverso la **barriera cutanea**. La corrente continua emessa dagli elettrodi a contatto con il corpo, agendo sulla carica elettrica degli ioni, induce questi a migrare da un polo all'altro consentendo così ai principi attivi di penetrare più facilmente e più in profondità attraverso la cute rispetto ad un normale massaggio.

### Electroporesis

The **electroporesis** allows the cosmetic active principles expressly studied for skin rejuvenation to penetrate the **cutaneous barrier**, thus improving their effects. The emission of direct current issued by the electrodes in contact with the body, acts on the ions electric charge allowing them to pass from one pole to the other. As a result the active principles penetrate more deeply and more easily the skin, than in a normal massage.



**Unica®**



**Unica®**  
per la tua pelle  
What **Unica®** can do for your skin

I benefici effetti di **Unica®** sulla tua pelle:

- Deterge in profondità;
- Rivitalizza i tessuti;
- Favorisce la capacità di assorbimento dei principi attivi;
- Massaggio delicatamente;
- Biostimolazione profonda dell'attività metabolica cellulare;
- Dona un effetto anti-aging;

- purify in depth;
- revitalize tissues;
- improve the efficacy of active principles;
- gently massage;
- deeply bio-stimulate the cellular metabolic activity;
- rejuvenate effect;